



SISTEMA E-TICKET

SISTEMA DE TICKET DE TRABALHO SEM PAPEL PARA
LABORATÓRIOS



Informações visuais sobre o trabalho em formato digital.



Implementação perfeita usando os leitores de código de barras existentes.



As estações de trabalho manuais podem ser adicionadas em todas as áreas do laboratório, como estoques, área revestimento ou departamento de expedição.

SISTEMA E-TICKET

Uma solução de ticket de trabalho sem papel que preserva os benefícios das informações visuais do trabalho em formato digital, reutilizável e dinâmico que é atualizado automaticamente. Integração perfeita em todas as áreas do laboratório, incluindo estações de trabalho manuais. O sistema consiste em uma plataforma de software para edição de layout de exibição e gerenciamento de dados, infraestrutura de transmissão de dados e etiquetas de exibição de tinta eletrônica com eficiência energética.

RECURSOS + BENEFÍCIOS

LEGIBILIDADE

- Informações de trabalho e leitura de código de barras robustas, consistentes e claras, eliminando os problemas associados aos tickets impressos;
- A E-Ticket Tag mostra informações relevantes específicas de cada departamento, aumentando a eficiência.

DADOS EM TEMPO REAL

- Visibilidade instantânea do status do trabalho em tempo real, permitindo que supervisores e funcionários monitorem o progresso da produção, facilitando a tomada de decisões de forma eficiente;
- Atualizações de dados em tempo real provenientes de LMS, máquinas, dispositivos de controle ou operadores.

REDUÇÃO DE RESÍDUOS E ECONOMIA DE CUSTOS

- Ao eliminar o uso de papel e reutilizar a etiqueta do E-Ticket, os laboratórios reduzem significativamente a produção de resíduos e os custos, contribuindo para um ambiente mais sustentável e tornando as operações mais econômicas.

IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DO TRABALHO*

- Sinalize facilmente trabalhos específicos (Busca de Trabalhos, identificação de Hot Job), reduzindo atrasos e erros de manuseio de trabalhos;
- Atribua cores específicas de luzes LED para ajudar na classificação de trabalhos e na formação de lotes no revestimento.

IMPLEMENTAÇÃO CONTÍNUA

- Funciona com todos ou quase todos os leitores de código de barras padrão, simplificando a implementação;
- Comunica-se facilmente com os sistemas LMS, ERP e MES-360.

*E-Ticket Tag alimentado somente por bateria



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O sistema de E-Ticket da Satisloh suporta dois tipos de E-Ticket Tags:

	Alimentado por bateria	Sem bateria
Transmissão de dados	ponto de acesso de Wi-Fi	Antena NFC
Cobertura	até 30 metros	mm
Vida útil da bateria	até 5 anos	-
LED	7 cores	-

Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suíça
Fone: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

América do Norte

Europa

Ásia

**América Central e
América do Sul**

Vendas
Fone: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Fone: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Fone: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Fone: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Serviço
Fone: +1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®